

Health World, Intelligence creates the future

健康世界，智造未来

Healthy World, Intelligent Future, Aupos Scientific Team with perseverance in the spirit of science to support the health of all mankind!

Automatic Sampler

自动进样器

--Spark Alias



彻底防止交叉污染，软件控制，
易学易会，高效执行样品分析、稀释、
混合等多种操作

Enjoy the work, Simplify chromatographic analysis.

--享在工作，让色谱分析变简单



Characteristics and parameters

--特点及参数

样品容量	1.5mL样品瓶*108位；4.0mL样品瓶*56位；
制冷功能	96孔板：最多2块（样品数192个），标配2个托盘 最低4°C制冷（选配、可升级）
进样重现性	小于0.3% RSD (>5 μL进样)
交叉污染	通常情况下<0.01% RSD
自动进样针清洗	进样前后任意设定
全定量环进样重复性	全定量环进样RSD 6 <0.3%
部分定量环进样重复性	部分定量环进样RSD 6 <0.5%
全定量环进样重复性	全定量环进样RSD 6 <1%
通讯方式	RS232



Aupos | HPLC analysis and application

地址：河南郑州市航海西路升龙国际二七中心
7号楼A座21层

邮箱：1256613819@qq.com

电话：400-1158-566

